


Anticorps Polyclonal Anti-Lbr Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14739

Numéro d'article: CM0027051



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LBR humain (récepteur de la lamine B), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme du cholestérol et l'enveloppe nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LBR Lapin pAb
Remarques/Alias	PHA; C14SR; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCR14B; LBR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3930
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14739
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace