


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lc3A/Lc3B Pour Wb - Q9Gzq8/Q9H492

Numéro d'article: CM0030713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LC3A/LC3B, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Utile pour l'étude de l'autophagie et de la mitophagie. Q9GZQ8/Q9H492.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du Produit	LC3A/LC3B Lapin pAb
Remarques/Alias	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84557/81631
GeneID	84557/81631
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-60 de LC3A humaine (NP_115903.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace