


Anti-Lc3A/Lc3B Lapin Polymab® Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8 / Q9H492

Numéro d'article: CM0011757



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le LC3A/LC3B humain pour la recherche sur l'autophagie. Validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'autophagosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LC3A/LC3B Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	LC3 ; LC3A ; ATG8E ; MAP1ALC3 ; MAP1BLC3 ; LC3A/B ; LC3B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	84557/81631
Identifiant du gène	84557/81631
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé du LC3A/LC3B humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace