

## Anticorps Monoclonal Anti-Lc3B Pour Wb, Elisa - Q9Gzq8

Numéro d'article: CM0002345



### Introduction

Anticorps monoclonal de souris contre LC3B humain (MAP1LC3B). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, détectant la protéine de ~15kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | LC3B Souris mAb                                                                                                           |
| Remarques/Alias    | LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                    |
| GeneID             | 81631                                                                                                                     |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 de LC3B humain (NP_073729.1) |
| Source             | Souris                                                                                                                    |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                     |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS              | Q9GZQ8                                                                                                                    |
| Poids Moléculaire  | 15kDa                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                              |