


Anticorps Monoclonal Anti-Lc3B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Gzq8

Numéro d'article: CM0003700



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD ciblant LC3B. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] LC3B Lapin mAb
Remarques/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81631
GeneID	81631
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZQ8
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac de glace