


Anticorps Monoclonal Anti-Lcat Pour Wb, Elisa - P04180

Numéro d'article: CM0003438



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-LCAT ciblant le LCAT humain (P04180). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Le LCAT est essentiel pour l'estérification du cholestérol dans les lipoprotéines. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et sur le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LCAT Lapin mAb
Remarques/Alias	LCAT; lécithine-cholestérol acyltransférase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3931
GeneID	3931
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du LCAT humain (P04180)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P04180
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace