

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lcat Pour Wb Et Elisa - P04180

Numéro d'article: CM0015797



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LCAT humaine (lécithine-cholestérol acyltransférase). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour l'étude du métabolisme du cholestérol et du remodelage des lipoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LCAT Rabbit pAb
Remarques / Alias	LCAT
Espèce	Humain
Identifiant génique (humain)	3931
Identifiant génique	3931
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 440 de la LCAT humaine (NP_000220.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04180
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sachet de glace