


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lck Pour Wb, If-P, Elisa - P06239

Numéro d'article: CM0007681



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LCK pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris. Cible la protéine-tyrosine kinase Lck impliquée dans la signalisation des cellules T. Poids de la protéine 58kDa. UniProt : P06239.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LCK Rabbit mAb
Remarques/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3932
GeneID	3932
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 du LCK humain (NP_005347.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06239
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace