


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lck Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06239

Numéro d'article: CM0018747



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la LCK humaine (p56lck), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur des lymphocytes T et de l'activation lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LCK Rabbit pAb
Remarques/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3932
ID du gène	3932
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la LCK humaine (NP_005347.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P06239
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Pain de glace