


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lcp2 Pour Wb, Elisa - Q13094

Numéro d'article: CM0021286



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine LCP2 humaine (SLP-76). Convient pour les applications de Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec les protéines humaine et murine. Utile pour l'étude de la signalisation du récepteur des cellules T et de l'activation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LCP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 159-533 de la protéine LCP2 humaine (NP_005556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13094
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace