


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ldb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U70

Numéro d'article: CM0019639



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LDB1 (CLIM2), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le LDB1 humain, souris et rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LDB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NLI ; CLIM2 ; LDB-1 ; CLIM-2 ; LDB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8861
GeneID	8861
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-50 du LDB1 humain (NP_003884.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86U70
Poids de la Protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace