


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ldb3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75112

Numéro d'article: CM0027868



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-LDB3 (O75112) de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec LDB3 humain, souris, rat. Idéal pour les études sur le muscle strié, la cardiomyopathie et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LDB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MFM4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11155
GeneID	11155
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de LDB3 humain (NP_001073585.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75112
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace