


Anticorps Monoclonal Anti-Ldha Pour Wb Et Elisa - P00338

Numéro d'article: CM0012008



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la LDHA humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la LDHA dans des échantillons humains, murins et de rat ; idéal pour la recherche sur la glycolyse et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-LDHA
Remarques/Alias	LDHM ; GSD11 ; PIG19 ; HEL-S-133P
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3939
ID du gène	3939
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la LDHA humaine (NP_005557.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00338
Poids moléculaire de la protéine	26-39 kDa
Expédition	Sac de glace