


Anticorps Polyclonal Anti-Ldha Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00338

Numéro d'article: CM0014338



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LDHA humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la glycolyse, l'hypoxie et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LDHA Lapin pAb
Remarques/Alias	LDHM ; GSD11 ; PIG19 ; HEL-S-133P ; LDHA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3939
Identifiant du gène	3939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-332 de la LDHA humaine (NP_005557.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00338
Poids protéique	26-39 kDa
Expédition	Sac de glace