


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ldha Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Numéro d'article: CM0011551



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la LDHA humaine, validé par knockdown pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la LDHA endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Poids moléculaire prédit de 26 à 39 kDa. Idéal pour les recherches sur le métabolisme du cancer et la glycolyse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-LDHA
Remarques/Alias	LDHM ; GSD11 ; PIG19 ; HEL-S-133P
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3939
ID du gène	3939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 332 de la LDHA humaine (NP_005557.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00338
Poids de la protéine	26-39 kDa
Expédition	Sac réfrigérant