


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ldha Pour Ihc-P/If/Icc/Elisa - P00338

Numéro d'article: CM0019176



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LDHA validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la LDHA humaine et murine, une enzyme de la glycolyse liée au métabolisme du cancer et à la maladie de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] LDHA Rabbit pAb
Remarques/Alias	LDHM ; GSD11 ; PIG19 ; HEL-S-133P ; LDHA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3939
Identifiant du gène	3939
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la LDHA humaine (NP_001158886.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00338
Poids moléculaire de la protéine	26-39 kDa
Expédition	Sac de glace