

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ldhal6B Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Byz2

Numéro d'article: CM0018460

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine LDHAL6B, validé pour WB, IF-P et ELISA. Lactate déshydrogénase spécifique aux testicules catalysant l'interconversion lactate-pyruvate. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-LDHAL6B
Remarques/Alias	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92483
GeneID	92483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de la LDHAL6B humaine (NP_149972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9BYZ2
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace