


Anticorps Polyclonal Anti-Ldhb Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07195

Numéro d'article: CM0025333



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LDHB humain, adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. LDHB est une enzyme clé de la glycolyse anaérobie et un marqueur tissulaire cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LDHB Lapin pAb
Remarques/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3945
GeneID	3945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 du LDHB humain (NP_002291.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07195
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace