


Anticorps Polyclonal Anti-Ldhc Pour Wb, If-P, Elisa - P07864

Numéro d'article: CM0014161



Introduction

Anticorps polyclonal anti-LDHC pour applications WB, IF-P, ELISA ; réactivité croisée avec Homme, Souris, Rat. Cible la chaîne C de la L-lactate déshydrogénase, une protéine liée à la motilité spermique et antigène cancer/testicule 32.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LDHC Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT32 ; LDH3 ; LDHX ; LDHC
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3948
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de la LDHC humaine (NP_002292.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P07864
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace