

Anticorps Polyclonaux Anti-Récepteur Ldl (Ldlr) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Numéro d'article: CM0016883



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur LDL humain (LDLR), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le LDLR humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Récepteur LDL (LDLR) p Ac Lapin
Remarques/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; Récepteur LDL (LDLR)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3949
GeneID	3949
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 761-860 du récepteur LDL humain (LDLR) (NP_000518.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01130
Poids Protéique	95kDa
Expédition	Sac de glace