

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Des Ldl (Ldlr) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Numéro d'article: CM0020740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le récepteur humain des LDL (LDLR), validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, permettant la détection d'échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme du cholestérol, l'entrée virale et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur des LDL (LDLR), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	FH ; FHC ; FHCL1 ; LDLCQ2 ; récepteur des LDL (LDLR)
Espèce	Humaine
GeneID	3949 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 761 et 860 du récepteur humain des LDL (LDLR) (NP_000518.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P01130
Poids moléculaire	95 kDa
Expédition	Sac de glace