


Anticorps Polyclonaux Anti-Ldlrap1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sw96

Numéro d'article: CM0026144



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LDLRAP1 humain (ARH), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur l'endocytose du LDLR, l'hypercholestérolémie et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LDLRAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARH; ARH1; ARH2; FHCB1; FHCB2; FHCL4; LDLRAP1
Espèce	Humain
GeneID	26119
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-308 du LDLRAP1 humain (NP_056442.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5SW96
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace