

Anticorps Polyclonal Anti-Lef1 Pour Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9Uju2

Numéro d'article: CM0018202

Introduction

pAc de lapin anti-LEF1 (polyclonal) validé en WB, IP, IF-P, ELISA. Détecte LEF1 (44 kDa) chez l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant (aa 20-132). Idéal pour la recherche Wnt/transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LEF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51176
GeneID	51176
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-132 de LEF1 humain (NP_057353.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJU2
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac de glace