

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lef1 Pour Wb Et Elisa - Q9Uju2

Numéro d'article: CM0007843

Introduction

Anticorps monoclonal lapin LEF1 validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt et de la biologie du cancer dans le thymus, le côlon et les tissus pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LEF1 Lapin mAb
Remarques/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51176
GeneID	51176
Immunogène	Protéine recombinante d'une séquence à l'intérieur des acides aminés 50-150 de LEF1 humain (Q9UJU2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UJU2
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace