

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lef1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Uju2

Numéro d'article: CM0007591

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LEF1 haute performance, validé pour la WB, l'IP et l'ELISA dans des échantillons humains et murins. Convient aux recherches sur la signalisation Wnt, le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LEF1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	LEF-1 ; TCF10 ; TCF7L3 ; TCF1ALPHA ; LEF1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	51176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de LEF1 humain (NP_057353.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9UJU2
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace