

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lefty1 Pour Wb Et Elisa - 075610

Numéro d'article: CM0021079

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le LEFTY1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le facteur de détermination gauche-droite 1 humain et murin, un régulateur clé du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin LEFTY1
Remarques/Alias	LEFTB ; LEFTYB ; LEFTY1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10637
GenelD	10637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-366 du LEFTY1 humain (NP_066277.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075610
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace