

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lefty1/2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75610 / O00292

Numéro d'article: CM0004170

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre les protéines humaines LEFTY1/2, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour détecter les facteurs de détermination gauche-droite dans la recherche sur le développement sur des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin LEFTY1/2
Remarques/Alias	LEFTB ; LEFTYB ; LEFTY1/2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10637/7044
Identifiant du gène	10637/7044
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 267 et 366 de LEFTY1/2 humain (O75610).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75610/O00292
Poids moléculaire de la protéine	34,44 kDa
Expédition	Sac de glace