

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Légémoglobine (Mtlbs) Pour Wb Et Elisa - P27992/P27993

Numéro d'article: CM0019443

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la légémoglobine de *Medicago truncatula* (MtLBs/LB2), adapté pour WB et ELISA. Reconnaît MtLb2 et MtLb6 (P27992/P27993). Idéal pour les études sur la fixation de l'azote et la nodulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	MtLBs Lapin pAb
Remarques/Alias	LB2; MTlb2; MtLBs
Espèce	<i>Medicago truncatula</i>
ID de Gène	11433347
Immunogène	Peptide Synthétique Deux peptides synthétiques correspondant à la séquence située dans les acides aminés 7-21 et 100-113 de la Légémoglobine 2 de <i>Medicago truncatula</i> (XP_003588689.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	<i>Medicago truncatula</i>
SWISS	P27992/P27993
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace