


Anticorps Monoclonal Anti-Légumaïne (Lgmn) Pour Wb, Elisa - Q99538

Numéro d'article: CM0008180



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la légumaïne (LGMN), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat ; immunogène recombinant (aa 210-302). Convient à l'étude de la fonction des protéases dans la dégradation des protéines lysosomales et la présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-légumaïne (LGMN)
Remarques/Alias	AEP ; LGMN1 ; PRSC1 ; Légumaïne (LGMN)
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5641
GenelD	5641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-302 de la légumaïne humaine (LGMN) (Q99538)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99538
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac de glace