


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Légumaïne (Lgmn) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99538

Numéro d'article: CM0006974



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Légumaïne (LGMN) pour Western blot, IF, IHC, ELISA. Réagit avec la légumaïne humaine, murine et de rat. Utilisation pour la recherche dans les études sur la présentation antigénique et la dégradation lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-Légumaïne (LGMN)
Remarques / Alias	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; légumaïne; Légumaïne (LGMN)
Espèce	Humain
Identifiant de gène	5641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-288 de la Légumaïne (LGMN) humaine. (NP_005597.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99538
Poids de la protéine	42kDa/49kDa
Expédition	Sac de glace