


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Legumain (Lgmn) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99538

Numéro d'article: CM0013814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Legumaine humaine (LGMN) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le LGMN humain, souris, rat ; 49kDa. La Legumaine est une protéase cystéinique lysosomale jouant un rôle dans la présentation des antigènes et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Legumain (LGMN) Lapin pAb
Remarques/Alias	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
Espèce	Humain
ID de gène	5641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-288 de la Legumaine humaine (LGMN) (NP_005597.3?)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99538
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace