


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Leo1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wvc0

Numéro d'article: CM0029049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain LEO1 (RDL) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte LEO1 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LEO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RDL; LEO1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	123169
GenelD	123169
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-570 de l'humain LEO1 (NP_620147.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WVC0
Poids protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace