

Anticorps Polyclonal Anti-Lepre1 (Gros1, Oi8) Pour Wb, Elisa - Q32P28

Numéro d'article: CM0014754



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la prolyl 3-hydroxylase 1 humaine (LEPRE1/GROS1/OI8), adapté aux applications de Western blot et ELISA. Utile pour la recherche sur la biosynthèse du collagène et les maladies squelettiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin LEPRE1 (LEPRE1)
Remarques/Alias	OI8 ; GROS1 ; LEPRE1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	64175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 497-736 de LEPRE1 humain (NP_071751.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q32P28
Poids moléculaire protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace