

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Leptine Pour Ihc-P, Elisa - P41159

Numéro d'article: CM0030851



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la leptine humaine (OB, OBS), validé pour IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'équilibre énergétique, l'obésité et le diabète avec une haute spécificité pour la leptine humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Leptin Rabbit pAb
Remarques / Alias	OB ; OBS ; LEPD ; Leptine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3952
GeneID	3952
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-167 de la leptine humaine (NP_000221.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41159
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace