

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Leptine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41159

Numéro d'article: CM0018594



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-Leptine validé pour le Western Blot, l'Immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris et le Rat. Un outil essentiel pour les études sur l'obésité, le diabète et la signalisation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Leptine pAb Lapin
Remarques/Alias	OB; OBS; LEPD; Leptine
Espèce	Humain
GeneID	3952 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la leptine humaine (NP_000221.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41159
Poids Moléculaire Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace