

Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur De La Leptine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48357

Numéro d'article: CM0003721



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin contre le Récepteur de la Leptine validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Détecte le LEPR d'environ 132 kDa, un régulateur clé de l'appétit et de l'équilibre énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Récepteur de la Leptine
Remarques/Alias	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3953
GeneID	3953
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1000-1100 du récepteur de la leptine humain (P48357).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48357
Poids Protéique	132kDa
Expédition	Sac de glace