

Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur De La Leptine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48357

Numéro d'article: CM0030554



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur de la leptine humain (LEPR, CD295). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour étudier la signalisation de la leptine, l'homéostasie énergétique et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-récepteur de la leptine
Remarques/Alias	OBR ; OB-R ; CD295 ; LEP-R ; LEPRD ; Récepteur de la leptine
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3953
ID du gène	3953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1070-1165 du LEPR humain (NP_002294.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P48357
Poids moléculaire de la protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace