


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Letm1 Pour Wb Et Elisa - 095202

Numéro d'article: CM0020116



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la région N-terminale de l'échangeur mitochondrial humain LETM1. Validé pour WB et ELISA, il réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Il soutient les études sur la biologie mitochondriale et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LETM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	3954
Identifiant génétique	3954
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la protéine LETM1 humaine (NP_036450.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095202
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace