

Anticorps Polyclonal Anti-Letmd1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P1Q0

Numéro d'article: CM0024278

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LETMD1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction mitochondriale et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LETMD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; 1110019O13Rik; LETMD1
Espèce	Humain
GenelD	25875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 161-360 du LETMD1 humain (NP_056231.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P1Q0
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace