

Anticorps Polyclonal Anti-Leukosialin (Spn/Cd43) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16150

Numéro d'article: CM0027917

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la leucosialine humaine (SPN/CD43), une sialoglycoprotéine leucocytaire. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la fonction des cellules T et le trafic des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPN Lapin pAb
Remarques/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6693
GeneID	6693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 276-400 de la SPN humaine (NP_003114.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16150
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace