

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lf1 Pour Wb, Elisa - Q6Taq6

Numéro d'article: CM0020562

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de LF1 d'Oryza sativa, facteur de transcription à boîte homéotique - zip leucine (HOX10/OsHB1). Validé pour WB et ELISA, adapté à la recherche sur la régulation génique et le développement végétal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	hb1; HOX10; OsHB1; OsHox10; Osj_008792; LF1
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4331345
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-500 de LF1 d'Oryza sativa. (Q6TAQ6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q6TAQ6
Poids moléculaire de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace