

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lgals3Bp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08380

Numéro d'article: CM0027638



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LGALS3BP humain (90K/Mac-2-BP), validé pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, le cancer et la défense immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LGALS3BP Lapin pAb
Remarques/Alias	90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3959
GeneID	3959
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 306-585 de LGALS3BP humain (NP_005558.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08380
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace