


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lgalsl Pour Wb Et Elisa - Q3Zcw2

Numéro d'article: CM0024314



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine apparentée à la galectine (LGALS1) humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient aux études sur les lectines non liantes aux glucides et les fonctions de la famille des galectines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LGALS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRP; HSPC159; LGALS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29094
GeneID	29094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de la LGALS1 humaine (NP_054900.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3ZCW2
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace