

Anticorps Polyclonal Anti-Lgi1 Pour Wb, Elisa - 095970

Numéro d'article: CM0026345



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Lgi1, validé pour WB et ELISA avec réactivité envers l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur l'épilepsie et la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LGI1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-557 de LGI1 humain (NP_005088.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095970
Poids moléculaire protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace