

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lgi1 Pour Wb Et Elisa - O95970

Numéro d'article: CM0003521



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LGI1 pour Western blot (WB) et ELISA, ciblant le LGI1 humain (O95970) avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences sur la transmission synaptique et les mécanismes de l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LGI1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	EPT ; ETL1 ; ADLTE ; ADPAEF ; ADPEAF ; IB1099 ; EPITEMPIN ; LGI1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9211
GeneID	9211
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 du LGI1 humain (O95970))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O95970
Poids moléculaire de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace