

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lgr4 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Bxb1

Numéro d'article: CM0014533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LGR4 validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec le LGR4 humain, murin et de rat, un récepteur de la signalisation Wnt essentiel au développement des organes, au maintien des cellules souches et au remodelage osseux. Idéal pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LGR4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DPSL ; GPR48 ; BNMD17 ; LGR4
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	55366
ID du gène	55366
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-540 du LGR4 humain (NP_060960.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BXB1
Poids moléculaire	104 kDa
Expédition	Sac de glace