

Anticorps Polyclonal Anti-Lgr5 Pour Wb, Fc, Elisa - 075473

Numéro d'article: CM0021326



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LGR5 humain (GPR49, marqueur de cellules souches). Validé pour WB, FC, ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur les cellules souches intestinales et des follicules pileux. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	LGR5 Lapin pAb
Remarques/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8549
GeneID	8549
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 480-580 du LGR5 humain (NP_003658.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075473
Poids de la protéine	99998 Da
Expédition	Sac de glace