

Anticorps Monoclonal Anti-Lgr5/Gpr49 Pour Wb Et Elisa - 075473

Numéro d'article: CM0002556

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine LGR5/GPR49, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur les cellules souches et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LGR5/GPR49 Lapin mAb
Remarques / Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8549
ID du gène	8549
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 800-907 de la protéine humaine LGR5/GPR49 (075473)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	075473
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant