


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lgr5/Gpr49 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75473

Numéro d'article: CM0016023



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LGR5/GPR49 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour les études sur les cellules souches et la voie Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-LGR5/GPR49
Remarques/Alias	FEX ; HG38 ; GPR49 ; GPR67 ; GRP49 ; LGR5/GPR49
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8549
GeneID	8549
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 824-907 du LGR5/GPR49 humain (NP_003658.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O75473
Poids Protéique	100 kDa
Expédition	Sac de glace