

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lgr6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hbx8

Numéro d'article: CM0009575

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LGR6 validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le LGR6 humain et de rat, un récepteur pour les R-spondines qui potentialise la signalisation Wnt et marque les cellules souches épidermiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LGR6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GPCR ; VTS20631 ; LGR6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	59352
GenelD	59352
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 801-900 du LGR6 humain (Q9HBX8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9HBX8
Poids protéique	104kDa
Expédition	Sac de glace